

## Implantatsysteme für individuelle Abutments

Die Dental Direkt connect-Anschlussübersicht bietet die passende Lösung für Ihre Implantatsysteme

Implantat-Hersteller und System	Plattform Ø	Zirkon,Titan, CoCr abutment mit Titanklebebasis	Individuelles Abutment		Steg/ Implantatbrücke Titan/CoCr
			Titan	CoCr	
<b>Astra Tech Implant System™</b> OsseoSpeed® / HIOSSEN® / OSSTEM TS®	3,5 / 4,0 mm	✓	✓	✓	✓
	4,5 / 5,0 mm	✓	✓	✓	✓
<b>Astra Tech Implant System™</b> EV®	3,0 mm	✓	✓	✓	✓
	3,6 mm	✓	✓	✓	✓
	4,2 mm	✓	✓	✓	✓
	4,8 mm	✓	✓	✓	✓
	5,4 mm	✓	✓	✓	✓
<b>Bego Implant Systems®</b> Semados® S, RS-RX, RI-Line	3,25 / 3,75 mm	✓	✓	✓	✓
	4,1 mm	✓	✓	✓	✓
	4,5 mm	✓	✓	✓	✓
	5,5 mm	✓	✓	✓	✓
<b>Biomet 3i™</b> Certain®	3,4 mm NP	✓	✓	✓	✓
	4,1 mm RP	✓	✓	✓	✓
	5,0 mm WP	✓	✓	✓	✓
<b>Biomet 3i™</b> Osseotite®	3,4 mm	✓	✓	✓	✓
	4,1 mm	✓	✓	✓	✓
	5,0 mm	✓	✓	✓	✓
<b>Bredent Medical®</b> Sky®	3,5 mm	✓	✓		✓
	4,0 mm	✓	✓	✓	✓

Implantat-Hersteller und System	Plattform Ø	Zirkon, Titan, CoCr abutment mit Titanklebebasis	Individuelles Abutment		Steg/ Implantatbrücke Titan/CoCr
			Titan	CoCr	
<b>Camlog®</b> Camlog®	3,3 mm	✓	✓	✓	✓
	3,8 mm	✓	✓	✓	✓
	4,3 mm	✓	✓	✓	✓
	5,0 / 6,0 mm	✓	✓	✓	✓
<b>Camlog®</b> Conelog®	3,3 mm	✓	✓	✓	✓
	3,8 / 4,3 mm	✓	✓	✓	✓
	5,0 mm	✓	✓		✓
<b>Dentsply-Friadent</b> Frialit® / Xive®	3,4 mm	✓	✓	✓	✓
	3,8 mm	✓	✓	✓	✓
	4,5 mm	✓	✓	✓	✓
	5,5 mm	✓	✓	✓	✓
<b>Medentis Medical® ICX®</b>	3.75 / 4,8 mm	✓	✓	✓	✓
<b>NEOSS Implant System®</b>	3,5 - 5,5 mm	✓	✓	✓	✓
<b>Nobel Biocare™</b> Active®	3,5 mm NP	✓	✓	✓	✓
	4,3 / 5,0 mm RP	✓	✓	✓	✓
<b>Nobel Biocare™</b> Bränemark®	3,5 mm NP	✓	✓	✓	✓
	4,1 mm	✓	✓	✓	✓
	5,1 mm	✓	✓	✓	✓

Implantat-Hersteller und System	Plattform Ø	Zirkon, Titan, CoCr abutment mit Titanklebebasis	Individuelles Abutment		Steg/ Implantatbrücke Titan/CoCr
			Titan	CoCr	
<b>Nobel Biocare™</b> Replace Select ®	3,5 mm NP	✓	✓	✓	✓
	4,3 mm RP	✓	✓	✓	✓
	5,0 mm WP	✓	✓	✓	✓
	6,0 mm	✓	✓	✓	✓
<b>Straumann®</b> Bone Level ®	3,3 mm NC	✓	✓	✓	✓
	4,1 / 4,8 mm RC	✓	✓	✓	✓
<b>Straumann®</b> SynOcta ®	3,5 mm NN	✓	✓	✓	✓
	4,8 mm RN	✓	✓	✓	✓
	6,5 mm WN	✓	✓	✓	✓
<b>Thommen Medical®</b> Direct System	3,5 mm	✓	✓	✓	✓
	4,0 mm	✓	✓	✓	✓
	4,5 mm	✓	✓	✓	✓
	5,0 mm	✓	✓	✓	✓
	6,0 mm	✓	✓	✓	✓
<b>Zimmer</b> BioHorizons ® / MIS ®	3,5 mm	✓	✓	✓	✓
	4,5 mm	✓	✓	✓	✓
	5,7 mm	✓	✓	✓	✓

\* Weitere Systeme auf Anfrage

Mit einem © und ™ gekennzeichnete Namen sind eingetragene Marken der Hersteller. Bitte beachten Sie auch unsere Garantiebroschüre zu den individuellen Abutments

